

One Step Bio : solution oxydante classique qui assure décontamination en profondeur et nettoyage de tous les types de lentilles souples ET rigides en 2 H seulement



Conditionnement
250 ml

POINTS FORTS

- **Comprimé de catalase non enrobé**

Le comprimé de One Step Bio étant non enrobé, la catalase se libère lentement. Ainsi, le peroxyde n'est pas immédiatement neutralisé à l'introduction du comprimé et l'on obtient une décontamination en profondeur. De plus, cela permet au peroxyde d'hydrogène de se neutraliser de façon régulière et continue sur une durée programmée pour que son action soit plus efficace.

- **Sécurité assurée par le bio-indicateur**

Un colorant à base de chlorophylle est incorporé dans le comprimé qui teinte ainsi de façon naturelle la solution. Le porteur est assuré de savoir qu'il a bien ajouté le comprimé.

- **Sans conservateurs et compatible avec toutes les lentilles souples et rigides**

INDICATIONS PRINCIPALES

- Tous les porteurs de lentilles rigides ET souples à renouvellement > 1 mois
- Les porteurs de lentilles souples à renouvellement ≤ 1 mois exposés aux germes
- Les porteurs de lentilles souples à renouvellement ≤ 1 mois sujets à des dépôts moyens à forts pendant la journée (association qualité des larmes + matériau de la lentille, lentille souple torique, environnement propice aux dépôts...)
- Les porteurs intolérants aux conservateurs

MODE D'EMPLOI

1. Avant de manipuler les lentilles de contact, se laver et se sécher soigneusement les mains.
2. Retirer les lentilles et les déposer dans les paniers de l'étui.
3. Remplir l'étui avec la solution One Step Bio jusqu'au trait repère puis y ajouter un comprimé.
4. Fermer l'étui et l'agiter doucement de haut en bas pour que l'intérieur de l'étui se décontamine.
5. Reposer l'étui à plat et vérifier que le comprimé est bien retombé dans la solution pour que la neutralisation puisse commencer => l'effervescence est immédiate.
6. Laisser tremper les lentilles minimum 2 heures : elles sont alors décontaminées et nettoyées.
7. Avant d'ouvrir l'étui, TOUJOURS VÉRIFIER QUE LA SOLUTION PRÉSENTE UNE TEINTE VERTE. C'est le signe indiscutable que le comprimé a bien été déposé dans la solution.
8. Après avoir sorti les lentilles, vider l'étui du produit usagé puis le rincer avec une solution saline (JAMAIS AVEC L'EAU DU ROBINET) et le sécher avec un mouchoir en papier à usage unique.
 - Toujours laisser l'étui ouvert et sec entre 2 cycles d'entretien
 - Changer d'étui à chaque nouvelle solution One Step Bio
 - Une fois One Step Bio ouvert, l'utiliser sous 3 mois et NE JAMAIS LAISSER LE FLACON OUVERT
 - NE JAMAIS METTRE LA SOLUTION ONE STEP BIO DIRECTEMENT DANS L'ŒIL (rappel du bouchon rouge)
 - Changer de produit à chaque nouveau cycle d'entretien et NE JAMAIS LAISSER L'ÉTUI OUVERT lorsqu'il contient la solution
 - Pour l'entretien des lentilles à renouvellement > 1 mois, l'association à une déprotéinisation hebdomadaire avec Enzyme est recommandée (contrairement à Ever Clean qui inclut déjà un déprotéinisant dans son comprimé)

COMPOSITION

- ✓ Peroxyde d'hydrogène 3%, comprimé de catalase (non animale)

DÉCISIONNEL SOLUTIONS LENTILLES

PORTEUR DE LENTILLES RIGIDES

1^{ÈRE} INTENTION

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

Classique: **One Step Bio** + Enzyme



À associer à **Lacrifresh Moisture** pour améliorer le confort de pose

Porteur distrait

MULTIFONCTION

GP Multi + Enzyme

Lentilles encrassées et refus d'un système oxydant

SYSTÈME EN 2 ÉTAPES

1^{ère} étape : Nettoyage : **GP Cleaner**

2^{ème} étape : Rinçage, Décontamination, Conservation et Confort de pose : **GP Conditioner** + Enzyme

PORTEUR DE LENTILLES SOUPLES OU RIGIDES

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

Classique: **One Step Bio**

DÉPROTÉINISANT

Enzyme

-> Sous forme de comprimé qui peut être dissous dans un multifonction, un oxydant ou une solution saline

SOLUTION SALINE

Saline

GOUTTES DE CONFORT

Sensation de sécheresse :



Lacrifresh Moisture
Préférer le format Unidose (sans conservateurs)

Sensation de sécheresse + lentilles encrassées :



Lacrifresh Cleaning
Pour les lentilles souples, préférer **Lipid Clean SiHy**

PORTEUR DE LENTILLES SOUPLES

Renouvellement ≤ 1 mois

Lentilles Silicone Hydrogel

1^{ÈRE} INTENTION

MULTIFONCTION

Premium: **Alvera**

Porteur exposé aux germes

(hygiène limite, travail en hôpital, voyage dans les pays chaud...)

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

Classique: **One Step Bio**

Lentilles Hydrogel

1^{ÈRE} INTENTION

MULTIFONCTION

Classique: **Sensiv EY3 All Clean Soft**

Lentille avec des dépôts légers

MULTIFONCTION

Premium: **Alvera**

Lentille avec des dépôts modérés à importants

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

Classique: **One Step Bio**

Porteur à tendance allergique / Porteur avec des yeux sensibles (Picotement à la pose, sensation de sécheresse oculaire...)

1^{ÈRE} INTENTION

MULTIFONCTION

Premium: **Alvera**

2^{ème} intention

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

Classique: **One Step Bio**

Renouvellement > 1 mois

1^{ÈRE} INTENTION

OXYDANT

Premium: **Ever Clean**

-> Déprotéinisation incluse dans le comprimé

2^{ème} intention

OXYDANT

Classique: **One Step Bio** + Enzyme

Porteur distrait

MULTIFONCTION

Premium: **Alvera**

Classique: **Sensiv EY3 All Clean Soft**

+ Enzyme



En cas de dépôts pendant le port, associer à **Lipid Clean SiHy**